

## Návod k použití pro sedačku do vany otočnou ZPT-7060



**ZP-TECH, s.r.o.,**  
Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice,  
tel.: +420 491 11 22 90, fax: +420 491 11 22 04,  
IČO: 25932292, DIČ: CZ25932292  
[info@zptech.cz](mailto:info@zptech.cz), [www.zptech.cz](http://www.zptech.cz),



Sedačka do vany otočná ZPT-7060

## Obsah

1.	Úvod.....	3
2.	Způsob dodávky.....	3
3.	Bezpečnostní pokyny.....	3
4.	Podmínky použití.....	3
5.	Technické parametry.....	3
6.	Návod k montáži a obsluze sedačky do vany.....	3
7.	Čištění.....	4
8.	Skladování.....	4
9.	Údržba a servis.....	4
10.	Záruka.....	4
11.	Likvidace produktu.....	4
12.	Obsah balení.....	4
13.	Kontakt.....	4

## Předmluva

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit výrobek naší společnosti. Společnost ZP-TECH s.r.o. je významným prodejcem pomůcek pro osoby se zdravotním handicapem nejen v České Republice. Výrobky nabízené společnosti ZP-TECH s.r.o. jsou známé moderními lehkými konstrukcemi, které však přes svoji nízkou hmotnost dosahují špičkových parametrů, pevnosti a užité spolehlivosti. Pečlivá povrchová úprava, promyšlená konstrukce a technologie výroby, spojená se špičkovým zpracováním všech povrchových ploch, dává předpoklad jejich dlouhé životnosti. Proto pevně věříme, že Vám bude zakoupený výrobek sloužit dlouho a k Vaší naprosté spokojenosti. Aby tomu tak skutečně mohlo za všech provozních podmínek být, prosíme Vás o důkladné pročtení a dodržování následujících bezpečnostních, obslužných, provozních a servisních pokynů. V případě jakýchkoliv potíží či nejasností kontaktujte, prosím, naše technické oddělení na níže uvedené adrese, případně našeho obchodního zástupce, který koupí našeho výrobku zprostředkoval. Tamtéž můžete získat i potřebné informace týkající se dodávek náhradních dílů, možností servisních zásahů, oprav či provádění periodických bezpečnostně-technických kontrol. Další aktuální informace o firmě, kontaktech, jejích výrobcích, službách a speciálních nabídkách můžete rovněž získat na internetové adrese [www.zptech.cz](http://www.zptech.cz).

Zákaznické oddělení: (+420) 491 11 22 90

Bezstarostné užívání zakoupeného výrobku Vám přeje

Kolektiv pracovníků společnosti ZP-TECH s.r.o.

## 1. Úvod

Sedačka do vany je určena pro osoby s tělesným handicapem a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen dosednout až na dno vany a opět z něho po omytí vstát. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko způsobení zranění při těchto úkonech. Výrazným způsobem usnadňuje manipulaci při koupání a zvyšuje soběstačnost uživatele.

Nosný rám sedačky do vany je vyroben z ocelových desek a hliníkových trubek o vysoké pevnosti. Dále je doplněn pohodlným polstrovaným sedákem, opěrkou a područkami. Styčná místa sedačky s vanou jsou opatřena protiskluzovými návleky a pomocí mechanického aretačního systému lze tyto styčná místa přizpůsobit jednotlivými typům a šířkám van.

Svou konstrukcí a provozními vlastnostmi je sedačka do vany vhodná pro provoz v interiéru.



**Nikdy neužívejte sedačku do vany pro jiný účel použití, než je stanoven dodavatelem.  
Sedačky do vany nejsou určeny pro provoz v exteriéru.**

## 2. Způsob dodávky

Sedačky do vany jsou dodávány demontované v přepravních kartonech. Jednotlivé díly sedačky do vany je zapotřebí zbavit veškerého obalového materiálu. Příslušenství či náhradní díly jsou dodávány odděleně. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a dodavateli. Před vlastním použitím je nezbytné sesadit jednotlivé díly do sebe a řádně zajistit. Následně je sedačka do vany připravena k užití.

Styčné plochy sedačky s protismykovými návleky jsou určeny výhradně k provozu v interiéru v kombinaci s klasickými vanami. Při užití na jiném typu povrchu (neurčeném pro tuto sedačku, drsném, znečištěném, nepevněném apod.) může dojít k poškození styčných návleků.

## 3. Bezpečnostní pokyny

- Sedačku nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální hmotnost uživatele, pro kterou byla sedačka zkonstruována (viz. technické parametry).
- Při skládání a rozkládání dílčích částí sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

## 4. Podmínky použití

Sedačka do vany smí být používána v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 80°C.

## 5. Technické parametry

- Rozměry Š x H x V: 80 x 57 x 41 cm
- Rozměr sedáku Š x H: 40 x 35 cm
- Nosnost 120 kg
- Rozsah otáčení 0 – 360°
- Nastavitelná šířka sedáku pro vany šířky 70 – 80 cm

## 6. Návod k montáži a obsluze sedačky do vany

Sedačka do vany lze jednoduchým způsobem rozložit resp. složit. Vždy jsou kompletně smontovány dílčí bloky sedačky a ty je zapotřebí do sebe zasunout a zajistit mechanickými aretacemi.

Sedačka je dodávána v rozloženém stavu. Po odstranění všech částí obalu lze sedačku složit ze základních čtyř částí. Spodní nosná konstrukce s otočným sedákem je smontovaná již z výroby. Postavte ji na rovnou podlahu a z obou jejích boků do ní zasuňte styčné nosníky. U těchto nosníků lze nastavit jejich hloubka zasunutí resp. vysunutí z nosného rámu. Pomocí jednoduchého aretačního mechanismu nastavte oba dva nosníky do stejné pozice tak, aby celou svojí styčnou plochou dosedaly na okraj vany. Pokud nosníky nedosahují nebo naopak přesahují přes okraje vany, pomocí aretačního mechanismu je zasuňte resp. vysuňte tak, aby celou svojí styčnou částí dosedaly na okraj vany. Následně do nosné konstrukce se sedákem zasuňte ze zadní strany konstrukci s opěrkem. Tato konstrukce je po úplném zasunutí automaticky aretována. Nyní je sedačka do vany kompletní a je připravena k použití.

Sedačka je vybavena odklopnými područkami a otočným sedákem. Odklopné područky jsou ve výchozí pozici (sklopené) aretovány. Odejmutí se provádí uchopením područky v její přední části, odjištěním pomocí červeného tlačítka z boku područky a následným zatažením za ní ve směru vzhůru od sedáku. Otočný sedák je automaticky aretován ve čtyřech základních pozicích pootočených o 90°. Odjištění sedáku z aretované pozice se provádí pomocí červené páčky umístěné pod přední částí sedáku. Zatlačením na páčku ve směru k zemi a jejím držetím v koncové pozici dojde k odjištění aretačního mechanismu a následně lze

sedákem otáčet v libovolném směru. Po pootočení o cca 10° libovolným směrem můžete aretační páčku uvolnit. K zajištění sedáku dojde samočinně při dosažení nejbližší aretační pozice. Okamžik aretace je slyšitelný tichým cvaknutím.

**Při skládání a rozkládání sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.**

**!!!**

**Sedačku nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální nosnost, pro kterou byla sedačka zkonstruována (viz. technické parametry).**

**Při otáčení sedáku buďte maximálně opatrní. V průběhu otáčení sedáku s uživatelem se mění těžiště zatížení sedáku a při neopatrném otáčení by mohlo dojít ke ztrátě stability uživatele či sedáku.**

## 7. Čištění

Před prvním a každým dalším užitím je nezbytné sedačku do vany řádně vyčistit. Sedačku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných výrobcem. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o sedačku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Sedačka není určena do myček ani sterilizátorů!

## 8. Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

- Sedačku do vany očistěte a důkladně vysušte
- Složte jí
- Opatřete sedačku vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k poškození povrchové úpravy trubek, čalounění a dílčích částí.
- Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4 tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 80°C

## 9. Údržba a servis

Sedačky jsou konstruovány jako bezúdržbové. Jedenkrát za rok zkontrolujte stav styčných částí sedačky s vanou. Sedačky nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy. Pokud dojde při údržbě sedačky k zjištění neodstranitelného nedostatku nebo závady, nesmí být nadále užívána. V takovém případě kontaktujte dodavatele sedačky.

## 10. Záruka

Na sedačky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí dodavatel, nebo autorizované servisní středisko na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 11. Likvidace produktu

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné hliníkové, textilní, plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 12. Obsah balení

- 1 x Sedačka do vany,
- 1 x Návod k použití

## 13. Kontakt

ZP-TECH s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice,  
tel.: +420 491 11 22 90, : +420 491 11 22 04,  
[info@zptech.cz](mailto:info@zptech.cz), [www.zptech.cz](http://www.zptech.cz),  
IČO: 25932292, DIČ: CZ25932292